

# MP Biomedicals 7X™ Cleaning Solution




깨끗이 씻으셨다구요?

One Call

One Source

A World of  
Biotechnology  
Solutions



※ 일반 주방용 세제로 실험용 제품을세척한 경우의 사례들

50년간 인정받아온 실험실 전용 세제는 다릅니다.  
**7X™ Cleaning Solution**



# MP Biomedicals

## 7X™ Cleaning Solution



### 전용세제를 사용해야 하는 이유

#### 01 ▶ 세척력

수용성 성분으로 물에 쉽게 용해되어, 물이 닿는 모든 부분을 효율적으로 세척할 수 있습니다.

#### 02 ▶ 행굴력

수용성 성분으로 행굴이 빨라서, 화학침전물들이 다시 표면에 붙는 현상이 없습니다.

#### 03 ▶ 잔류테스트

잔류세제는 Cell Culture에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다!

잔류세제량을 측정하는 3종류의 kit를 사용하여 테스트 결과, 세제성분이 잔류되지 않음을 확인하였습니다.

Residue Test Comparison

Detection/DetergentBrand	Chemetrics (ppm)	Hach (ppm)	LaMotte (ppm)
Supplier A	0 - 0.25	1	0
Supplier B	0 - 0.25	1	0.7
7X™ Cleaning Solution	0	1	0 - 0.2

#### 주문정보

제품명	용량	제품번호
7X™ Cleaning Solution	16 oz × 12	0976670A4
	1 gal	097667093

• 16 oz(온스) : 약 500 ml에 해당하는 용량 / 1 gal (갤런) : 약 3.8 L에 해당하는 용량

• 더 큰 용량이 필요하시거나, 혹은 자동세척장비용 (7X-O-Matic® Cleaning Solution) 시리즈 또는 Environmentally Safe 버전 (ES 7X™ Cleaning Solution) 제품을 찾으신다면, MP Biomedicals Korea 로 연락 바랍니다.

- ▶ 50년 이상의 역사
- ▶ 8,000편 이상의 scientific citation
- ▶ cell culture 실험실 필수아이템
- ▶ 실험실 세제의 Gold Standard



For other offices and more information, please visit [www.mpbio.com](http://www.mpbio.com)

#### MP Biomedicals Worldwide

MP Biomedicals LLC, HQ  
3 Hutton Center Drive  
Suite 100, Santa Ana  
California 92707  
Tel: 1 949 833 2500  
Toll Free: 1 800 854 0530  
Fax: 1 949 859 5010  
Email: sales@mpbio.com

#### MP Biomedicals APAC

MP Biomedicals  
Asia Pacific Pte Ltd, HQ  
2 Pioneer Place  
Singapore 627885  
Tel: 65 6775 0008  
Fax: 65 6774 6146  
Email: asia.custserv@mpbio.com

#### MP Biomedicals Korea

MP Biomedicals Korea  
#102-439 TheSharp StarRiver, 11-8  
Shincheon-dong, Songpa-gu,  
Seoul, Korea  
Tel: 82 2 425 5991  
Fax: 82 2 425 5997  
Email: info.korea@mpbio.com